

SBIANCA III RA Integratore

BLEACH III RAPID ACCESS REPLENISHER



TN10BRA

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Questa Sbianca è formulata specificamente per il trattamento Minilab Film Negativo C 41 a 37.8°C. La confezione è composta da 2 dosi da 5 Litri pronto uso.

This product is specifically formulated for Minilab C-41 Negative film processing at 37.8 °C. Available in two ready to use doses of 5 litres.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS

Indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto, MSDS o contattare la Bellini Foto al +39 075 985174.

For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety goggles; keep out of reach of children.

SPECIFICHE RACCOMANDATE SPECIFICATIONS

Temperatura Temperature	33 - 39°C
Tempo di Processo Processing Time	45 sec
Integrazione Replenisher Rate	5 ml / film 135 24 Exp. 5 ml / film 135 24 Exp.

PESI SPECIFICI & pH DENSITY & PH VALUES

	pH 27°C	Denistà Density 27°C
Bagno Base nuovo Fresh Tank Solution	4.25 ± 0.10	1.155 ± 0.005
Integratore Replenisher	4.00 ± 0.10	1.170 ± 0.010
Bagno Base usato Seasoned Tank Solution	NA	NA

ISTRUZIONI di MISCELAZIONE MIXING INSTRUCTIONS

Integratore Replenisher

PRODOTTO PRONTO USO READY TO USE

Bagno base Tank Solution

Bagno Base Tank Solution	Integratore Replenisher	Starter	Acqua Water
1 Litro	880 ml	60 ml	60 ml
10 Litri	8.8 L	600 ml	600 ml

Per preparare 1 litro di Bagno Base partire con 880 ml di Sbianca Integratore aggiungere 60 ml di Starter (Cod TN2STBL) e 60 ml di Acqua.

To make 1L tank solution start with 880ml of Replenisher and add 60 ml of Starter (Cod. TN2STBL) and 60ml of water.